

Product Overview

Medlab bietet die neue Freiheit im Patienten-Monitoring. Sie wählen aus einem umfassenden Komplettangebot, das alle medizinischen und technischen Anforderungen erfüllt.

Medlab offers you a choice in patient monitoring. You can choose from an extensive range of products which meet all medical and technical requirements.

Medlab offre de nouvelles libertés dans le monitoring du patient. Vous choisissez parmi une offre globale et complète qui couvre toutes les exigences médicales et techniques.

Pulse Oximeters

Vital Signs Monitors

Capnographs



PEARL5/PEARL8



VITROmap



P-OX100L



PEARL100L



VITRO



CAP10

	PEARL5/PEARL8	VITROmap	P-OX100L	PEARL100L	VITRO	CAP10
SpO ₂ / CO ₂ / NIBP	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / •	- / • / -
PEARL® Technology	•	•		•	•	
Battery Operation / Accu	• / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Battery Operation Time	22 h	12 h	6 h	6 h	4,5 h	5 h
Mains Operation		•	•	•	•	•
Spot-Checks / Monitoring	• / (•)*	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
NIBP manually / cycled					• / •	
Alarm System	(•)*	•	•	•	•	•
Memory Internal / External	55 h / -	50 h / -	100 h / -	100 h / -	100 h / -	100 h / -
Data Printing / Transmission	• / -	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •
Plethysmogram / Capnogram	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •
Pulse bar / Pi	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	- / -
Dimensions	122 x 65 x 22 mm	142 x 138 x 95 mm	230 x 200 x 80 mm	230 x 200 x 80 mm	230 x 200 x 80 mm	230 x 200 x 80 mm
Weight	140 g	690 g	1650 g	1650 g	1700 g	1650 g

* PEARL8

Medlab reserves the right to make changes without further notice to any products herein to improve reliability, function or design.